

Pulsoximetersensoren Auswahltable

Wiederverwendbare Sensoren



P-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PX-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PS-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Kinder



R-200
Oxiflex SpO₂-
Silikonsensor
für Erwachsene



RS-200
Oxiflex SpO₂-
Silikonsensor
für Kinder



Y-200
SpO₂-
Universalsensor



WR-200
SpO₂-
Wickelsensor

| Patientengewicht [kg] | > 20 | > 20 | 10 - 50 | > 20 | 10 - 50 | > 1 | > 1 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Erwachsene | ++ | ++ | + | ++ | + | + | o |
| Kinder | + | + | ++ | + | ++ | + | o |
| Kleinkinder | -- | -- | -- | -- | + / o | ++ | + |
| Neugeborene | -- | -- | -- | -- | -- | ++ | + |
| Veterinärmedizin | o | o | -- | o | -- | + (1) | o |
| Befestigung | Federklemmung | Federklemmung | Federklemmung | Elastische Aufnahme | Elastische Aufnahme | Klebeband | Klebeband |
| Applikationsort | Finger, Zehe | Finger, Zehe | Finger, Zehe | Finger, Zehe | Finger, Zehe | Finger, Fuß, Hand | Finger, Fuß, Hand |
| Kabellänge [cm] | 140 | 280 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 |
| Langzeitmessungen | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
| Spot Checks | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | o |
| Schnelle Applikation | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | o |
| Gewicht [g] | 46 | 70 | 40 | 40 | 29 | 33 | 33 |
| Bestellnummer | 00535 | 00536 | 00537 | 00550 | 00570 | 00526 | 00532 |

(1) Benötigt zusätzlich veterinären SpO₂ Zungenclip: Bestellnr. 00440

Beschriftung


| | |
|----|-------------------|
| ++ | sehr gut geeignet |
| + | gut geeignet |
| o | verwendbar |
| -- | nicht geeignet |

Weitere Informationen

24 Monate Gewährleistung
Latex-frei
Verpackungseinheit: 1 Stück

Einmalsensoren

- Selbstklebend
- Kabellängen:
45 cm (für Erwachsene, Kinder)
90 cm (für Kleinkinder, Neugeborene)
- Verpackungseinheit: 24 St.



| Patienten | Name, Bestellnr. | Pflaster |
|-------------|------------------|----------|
| Erwachsene | DIS-200AP | 00540 |
| Kinder | DIS-200CP | 00541 |
| Kleinkinder | DIS-200IP | 00542 |
| Neugeborene | DIS-200NP | 00543 |